

Serie Care

Camilla Hidráulica para el Traslado de Paciente

S-H-300

Amico



Características Claves:

- Sistemas de frenos central
- Barandas abatibles
- Pedales duales laterales
- Sistema de 5ta rueda retractable
- Tabla radio luciente para X Ray en el espaldar
- Parachoques absorbentes de golpes
- Sujetador de bolsa
- Colchón de 4" (10.16 cm) incluido
- Manijas ergonómicas
- Area para almacenamiento de 1 tanques de oxigeno y otras pertenencias en la sección de la base
- Bandeja de almacenamiento para pertenencias de pacientes.
- Poste para suero permanente

Las Camillas de Amico de Serie Care proveen al cuidador el control que ellos necesitan en los ambientes de emergencia. Las camillas pueden ser ajustadas a varias posiciones – levantar, bajar, Trendelenburg, y Trendelenburg reverso – con la activación de los pistones hidráulicos. La sección de la espalda es ajustable por un sistema de resorte a presión y la flexión de la rodilla se puede levantar ó bajar con una manivela opcional.

La camilla está hecha de acero de carbono y pintada con espray electrostático (capa de polvo). La cubierta de la base está hecha con inyección de plástico ABS moldeado, y las cerraduras de las barandas laterales están hechas de una combinación de acero, extrusión de aluminio y partes de plástico para incrementar la durabilidad y para facilitar la limpieza. La Sección de la espalda, incluye una tabla radio luciente compatible para rayos X.

La camilla viene completa con un Poste Sujetador del Suero, ruedas parachoques y cubierta de polvo para proteger los actuadores hidráulicos.

Especificaciones Técnicas



Número de Modelo

Numero de Modelo	S-H-300
------------------	---------

Dimensiones Generales

Longitud Total	84.5" (214 cm)
Ancho Total	33" (84 cm)

Posición de la Litera

Trendelenburg/Trendelenburg Inverso	16°
Máxima Inclinación de la sección del espaldar	80° ± 5
Máxima inclinación de la sección de la rodilla	35° ± 5

Rango de Altura

Mínima	23" (58 cm)
Máxima	35" (89 cm)

Dimensión de la Superficie

Ancho de la Superficie	25" (64 cm)
Longitud de la Superficie	75" (191 cm)
Grosor de la Superficie	4" (10 cm)

Capacidad y Dimensión de las Ruedas

Capacidad de peso máximo	550 lbs (250 kg)
Diámetro de la rueda	8" (20 cm)

Características y Accesorios Opcionales:

- Bandeja
- Freno en los cuatro lados
- Mesa Puente para alimentación en cama
- Poste para IV removible

Amico se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Garantía: Un año en las partes solamente.