

# Pendule de Lève-Patient

## Les Spécifications



### Les Caractéristiques:

- Transfert de patient extrêmement facile d'une chaise roulante à un lit ou à une civière
- Permet de libérer de l'espace au plafond pour l'éclairage médical
- PLP constamment chargé et à portée de main
- Peut soulever jusqu'à 770 lb

### Les Spécifications:

- **Capacité**
  - Jusqu'à 550 lb (249 kg)
  - Jusqu'à 770 lb (349 kg)
- **Moteur de levage:** 24 VDC
- **Poids du système de levage**
  - 21,1 lb (variation de 550 lb)
  - 31 lb (variation de 770 lb)
- **Dimensions du système de levage:** 13,6 po x 6,1 po x 8,1 po
- **Indicateur de batterie:** visuel et sonore

Les Harnais



Les harnais du PLP sont 100% personnalisables et sont idéals pour le transfert individuel de patient. Des courroies pour les jambes, hanches et épaules sont aussi disponibles.

La Barre de Transport



La barre de transport offre le confort, ainsi qu'un transfert et harnais sécuritaires pour le patient et le personnel

La Poignée à Prise Souple



Une poignée à prise souple est intégrée au PLP avec un pèse-personne numérique facilitant la lecture des données.