

Estación de diagnóstico

Sistema modular



Número de parte: DS-UDM-CHF-DXX

Características:

- Diseño modular que permite ajustarse a sus necesidades
- Manilla ergonómica con función automática ON/OFF
- Opciones LED de larga duración, y baja potencia
- Fuente de alimentación de alta eficiencia
- Sistema de bombilla inteligente con control de temporizador el cual aumenta la vida útil y contribuye al ahorro de energía
- Ahorro de espacio en el equipo disponible
- Reóstato en la manilla que permite un fácil control de la intensidad de luz
- Cable tipo espiral se extiende a más de 10 pies (3 m)
- Fácil de limpiar y desinfectar
- Viene con cabezales estándar con protección anti robo
- Aneroide y brazaletes libres de látex y mercurio
- Múltiples posibilidades de montaje para adaptarse a necesidades específicas
- Compatible con los cabezales de instrumentos mayoría de los fabricantes

Amico Diagnostic ofrece equipamiento médico fabricado con calidad. La unidad de diagnóstico con el sistema de lámpara o bombilla inteligente, ahorra energía, espacio y consumibles. Nuestras innumerables opciones de montaje le proporcionarán una solución para todo tipo de flujo de trabajo.



Número de parte: DS-UA1-CHF-DAO

Opciones de montaje

Placa para pared



- Las placas para montar previamente perforadas permiten una instalación simple de la estación de diagnóstico
- Amplia variedad de colores y laminado de madera para satisfacer todas las necesidades de diseño
- El color puede combinarse con los Headwalls de Amico

Número de parte: DS-ULG-CHF-H-DAO

Placas especiales de pared



- Ayuda a proporcionar un ambiente menos hospitalario
- Placas pre-perforada con su cable en la parte posterior
- Figuras personalizadas

Llame por Número de parte


Soporte sobreruedas



- Base grande de 5 patas para una mejor estabilidad
- Canasta grande para facilitar el almacenaje de accesorios
- Porta cable que permite un mejor manejo del cableado
- Opción para dispensador, termómetro y el aneroide

Número de parte: DS-UR1-CHF-H-DXX

Montaje en rieles



- Posicionamiento más flexible sobre placas para pared tradicional
- El equipo puede fijarse o moverse con facilidad
- Puede montarse en cualquier Headwall, flatwall o directo en un riel

Llame por Número de parte

Opciones de módulo

Base de estación



- Manilla ergonómica con función automática ON/OFF
- Fuente de alimentación de alta eficiencia que permite la operación simultánea de instrumentos
- Cable retráctil para eliminar el exceso de cableado
- Reóstato localizado en las asas para fácil ajuste de la luz

7 AÑOS DE garantía

Número de parte: DS-UDM-2

Dispensador de espejuelo



- Dispensa hasta 4 tamaños de espejuelos
- Compartimento para mayor almacenaje
- Cubierta clara para facilitar la administración de inventario
- Compatible con la marca líder de espejuelos

Número de parte: DS-DCD-SPDISP

Aneroide de pared



- Preciso dentro de los 3 mmHg
- Ajuste giratorio de 110°
- Frente del dial grande retraído de 6" (15 cm) para incrementar la visibilidad
- Libre de látex y mercurio
- Garantía de calibración por vida

Número de parte: AM-DB-LF2118

Opciones de termómetros



- Opciones infrarroja o predictiva disponibles
- Rápida lectura de respuesta en menos de 4 segundos
- Opción de temporizados de pulso de 650 segundos
- La cubierta de las sondas higiénicas de un solo uso permite una carga y expulsión

Número de parte: TT-D-IR

Otoscopio de fibra óptica



- Las fibras ópticas proyectan luz sin obstrucción
- Lente giratoria permite el acceso de instrumentos
- Compatible con Bulbo de Insuflación
- Protección anti robo
- Disponible en Halógeno y LED

Número de parte: DH-W35-FL-L: LED
Número de parte: DH-W35-FH-L: Halógeno

Otoscopio de operación



- Iluminación por fibra óptica
- El diseño permite un acceso sin impedimentos al oído
- Lente giratoria y manilla de espéculo ajustable

Número de parte: DH-W35-OL: LED
Número de parte: DH-W35-OH: Halógeno

Oftalmoscopio coaxial



- 28 lentes diopler ajustables (+40 a -25)
- 18 aberturas únicas y combinaciones de filtro
- El diseño sellado no permite el ingreso de polvo
- Protección anti robo
- Disponible en Halógeno y LED

Número de parte: DH-W35-CL-L: LED
Número de parte: DH-W35-CH-L: Halógeno

Oftalmoscopio coaxial de precisión



- 68 pasos para un diopler simple (+38 a -30) de enfoque preciso
- 18 aberturas únicas y combinaciones de filtro
- El diseño sellado no permite el ingreso de polvo
- Protección anti robo
- Disponible en Halógeno y LED

Número de parte: DH-W35-PL-L: LED
Número de parte: DH-W35-PH-L: Halógeno

Aberturas



Pequeña, mediana, grande, hendidura, fijación

Filtros



Azul cobalto, polarización, libre de rojo, sin filtrar

Iluminador inclinado



- Transmisión de luz por fibra óptica
- La luz halógena brinda una iluminación brillante consistente

Número de parte: DH-W35-BH: Halógeno
Número de parte: DH-W35-BL: LED

Iluminador nasal



- Transmisión de luz fibra óptica
- La cabeza se separa para convertirse en iluminador de garganta

Número de parte: DH-W35-NH: Halógeno
Número de parte: DH-W35-NL: LED

Válvula - bi-iluminador nasal



- Fibra óptica
- Espéculo ajustable
- Autoclavable

Número de parte: DH-W35-VL: LED
Número de parte: DH-W35-VH: Halógeno

Luminador de garganta



- Transmisión de luz directa
- Convierte la manilla de diagnóstico en un lápiz con luz

Número de parte: DH-W35-TL: LED
Número de parte: DH-W35-TH: Halógeno


Iluminador de laringe



- Transmisión de luz fibra óptica
- Rotación del espejo en ángulo ancho con apertura piloto
- Autoclavable

Número de parte: DH-W35-LL: LED
Número de parte: DH-W35-LH: Halógeno

Matriz de pieza de estación de diagnóstico



Accesorios de diagnóstico

Espéculos auriculares desechables



- Espéculos auriculares de un solo uso
- Disponible en varios tamaños

DC-SSD-1K-27M: 2.7 mm, paquete de 1,000
DC-SSD-1K-42M: 4.2 mm, paquete de 1,000

Espéculo auditivo reusable



- Autoclavable hasta 134° C (273° F)
- Disponible en varios tamaños

DC-SSR-01-25M: 2.5 mm
DC-SSR-01-30M: 3.0 mm
DC-SSR-01-40M: 4.0 mm
DC-SSR-01-50M: 5.0 mm

Bulbo de insuflación



- Tubo y bulbo de Insuflación del Otoscopio
- Compatible con Otoscopio de Fibra Óptica

Número de parte: DA-OS-IB

Fundas de sondas termométricas predictivas



- Desechable, de un solo uso
- Carga y eyección de fundas por aproximación

Número de parte: 502000: paquete de 2,000

Fundas de sondas termométricas infrarrojas



- Desechable, de un solo uso
- Carga y eyección de fundas por aproximación

Número de parte: 303030: paquete de 2,112

Lámparas de repuesto



- Otoscopio
Número de parte: DH-W35-BH: Halogen
- Oftalmoscopio
Número de parte: DH-W35-BH: Halogen
- Retinoscopio
Número de parte: DH-W35-BH: Halógeno

Brazaletes de dos piezas




- Bomba Inflable libre de látex
- Disponible en varios tamaños
- Opción del conector para adaptarse a cualquier dispositivo de NIBP

Brazaletes sin bolsa de aire



- Libre de látex
- Disponible en varios tamaños
- Opción del conector para adaptarse a cualquier dispositivo de NIBP

Canastas de alambre



- 19" x 05" x 03"
(48.26 cm x 12.7 cm x 7.62 cm)
- Disponible en varios tamaños

Llame por número de repuesto

Distribuido por: